



## Honest细胞工厂及密闭系统

经过多项质量验证、高效培养且方便使用

# 可靠、易用、高产的专业细胞工厂完整解决方案



Honest细胞工厂是由本土化团队开发的，适合中国细胞工厂客户的大规模贴壁细胞培养解决方案。适用于人和动物疫苗、治疗性蛋白、细胞治疗和基因治疗产品的生产。

Honest细胞工厂可提供标准大口细胞工厂和预组装细胞工厂两种产品系统。方便客户在研发手动操作和大规模封闭生产之间无缝切换。标准大口细胞工厂采用大口设计，方便液体的快速灌注、排空和平衡，也为细胞培养提供更好的通气条件。预组装细胞工厂提供快接头和焊接管路两种选择，与对应的细胞工厂管路配套，可实现符合法规要求的封闭培养系统。

## 产品特性

- **工艺先进**——基于进口细胞工厂超声波焊接与电晕工艺，生物安全性好，细胞兼容性好
- **本土化改进**——针对中国客户做出改进，提高细胞工厂强度和耐用性，适合高速进出液工艺
- **封闭/半封闭系统**——利用企业自身管路组装优势，提供预组装细胞工厂和封闭管路的完整低成本解决方案
- **团队优势**——团队拥有材料，生物制药各类人才，从材质、工艺、法规、解决方案等多角度帮助客户解决问题



## 产品特性

- 使用细胞培养专用的聚苯乙烯（美国药典生物反应性等  
级VI测试）制作；
- 无需其他配件，无需单独购买通气过滤器，即开即用，  
使用方便；
- Honest细胞工厂采用大口径端口设计，更加方便快速地  
灌注和排空；
- 采用电晕处理方式，可在不同层及不同批次之间获得  
一致的性能，并通过四种细胞培养的测试；
- 超声焊接处理，不需要添加粘合剂，无杂质引入；焊  
接点均匀无断点；焊接时层与层之间不出现位移，公  
差小；
- 操作简单更适合新手。

## 订购信息

### Honest标准细胞工厂规格

货号	层数	培养体积	外观尺寸 (长x宽x高) (L x W x H)	数量 个/包/箱
166001	1	632 cm <sup>2</sup>	335 x 205 x 36 mm	1/6
166002	2	1,264 cm <sup>2</sup>	335 x 205 x 53 mm	1/6
166003	4	2,528 cm <sup>2</sup>	335 x 205 x 87 mm	1/6
166004	10	6,320 cm <sup>2</sup>	335 x 205 x 189 mm	1/6
166005	40	25,280 cm <sup>2</sup>	335 x 205 x 698 mm	1/2

# Honest预组装细胞工厂

符合CDE指导原则的封闭系统细胞工厂



## 产品特点

- 符合细胞治疗指导原则要求，提供完整验证的半封闭/封闭系统；
- 与欧尼思特流体解决方案产品无缝对接，增加培养工艺的易用性；
- 可根据客户需求进行管路和排气系统的定制。

## 产品特性

- 基于10层，40层细胞工厂定制；
- 进出液管路可选CPC连接器或者TPE焊接管路；
- 使用经过验证的耐辐照碟式通气过滤器。

# 细胞工厂配件

欧尼思特流体控制解决方案包含常用的标准管路组件，以及根据客户需求的定制管路组件。欧尼思特能够提供符合法规要求的细胞工厂+密闭管路组成的封闭系统解决方案。是国内第一家能够提供细胞工厂封闭系统完整解决方案的厂家。密闭系统解决方案可以为细胞治疗和基因治疗客户快速研发上市，为中国制药企业在Car-T，干细胞领域追赶国际先进制药公司提供助力。



## 订购信息

货号	产品描述	无菌	规格
BFC-F-003-N/C	3/8 MPC 公头 热塑管组件, 75cm	+	1EA
BFC-F-004-N/C	1/4MPC 公头 热塑管组件, 75cm	+	1EA
BFC-F-005-N/C	3/8 MPC 公头 硅胶管组件, 75cm	+	1EA
BFC-F-006-N/C	1/4 MPC 公头 硅胶管组件, 75cm	+	1EA
BFC-F-007-N/C	0.22um空气滤器组件 (50mm碟式)	+	1EA
BFC-F-008-N/C	0.22um空气滤器组件 (囊式)	+	1EA
BFC-F-009-N/C	3/8 MPC公与CF连接器 热塑管组件, 75cm	+	1EA
BFC-F-010-N/C	3/8 MPC公与CF连接器 硅胶管组件, 5cm	+	1EA



## ABOUT US

**建诺为生物技术（江苏）有限公司**是一家专注于生命科学领域内高端耗材和生物试剂等产品的研发和生产型企业，围绕生命科学领域，通过自主研发团队不断推出符合客户和行业多样化需求的产品，及服务品牌运营为核心的生产服务型创新型高科技公司。

公司产品目前提供生命科学领域的分子生物学、液体处理、细胞冻存、液体过滤、储液容器、细胞培养类耗材为生物制药企业、细胞治疗企业、大学和科研院所、第三方检验检测机构、政府职能机构等单位提供优质、高效、成本集约的定制化和信息化服务解决方案。



**Honest**

**苏州欧尼思特智造科技有限公司**位于江苏省苏州工业园区，注册资金2000万，是一家专业为生物制药行业(疫苗、抗体、细胞治疗)提供一次性耗材，用于液体转移、细胞传代培养，生物制品/半成品的运输储存的解决方案的供应商。

公司主要技术团队均有生物制药行业20多年从业经验，都曾服务于生命科学龙头企业，在产品开发，产品实现，市场销售等领域有丰富经验。在未来发展的道路上，本公司致力于为中国客户提供世界领先级产品，将以“客户至上，遵纪守法，持续改进”的企业宗旨，品质更优、性能更稳定、服务更加忠诚的产品！



建诺为  
官方微信

电话 :400-996-8872  
邮箱 :info@genever-bio.com  
网址 :www.genever-bio.com  
地址 :泰州市医药高新技术产业开发区综合保税区三期三号标准厂房A栋

**GENEVER**  
建诺为生物