

Genever®培养基方瓶

产品采用高透明度PET或者PETG制成，耐低温性能优越。血清、培养基、缓冲液等试剂储存和运输的理想容器。

材质：瓶身聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物(PETG)，瓶盖高密度聚乙烯(HDPE)，均符合USP CLASS VI要求。

六种规格：30ml、60ml、125ml、250ml、500ml、1000ml




产品特性

- 方形设计便于在冷藏和运输中充分利用空间；
- 可耐温度储存：-80°C至60°C；
- 瓶盖特殊设计与瓶口紧密贴合，具备可靠的防漏性；
- 高透明度PET&PETG材质制成，有助于辨别和观察内容物；
- 刻度精准清晰，便于估算液位；
- 无热原，无内毒素，无DNA/RNA酶，伽马射线灭菌，SAL 10⁻⁶；
- 十万级净化车间一次加工成型；
- 完整生物性能报告，严格批间生产控制；
- 定制化服务：可根据要求，瓶底刻字，LOGO，调整包装方式等。



扫右边二维码，免费申请试用装



订购信息

货号	描述	材质	瓶尺寸不含盖 长*宽*高 (mm)	高含盖 (mm)	包装形式
GH03-0125	方形培养基瓶, 125ml, PET, 无菌	PET	52.2*52.2*104	108	24个/袋, 4袋/箱
GH03-0500	方形培养基瓶, 500ml, PET, 无菌	PET	76.3*76.3*172	176	24个/袋, 2袋/箱
GH03-1000	方形培养基瓶, 1000ml, PET, 无菌	PET	92*92*213.3	217	12个/袋, 2袋/箱
GH01-0250	方形培养基瓶, 250ml, PET, 无菌	PET	59*59*140	145	30个/包, 2包/箱
GH02-0030	方形培养基瓶, 30ml, PETG, 无菌	PETG	38*38*60.5	62.5	40个/袋, 5袋/箱
GH02-0060	方形培养基瓶, 60ml, PETG, 无菌	PETG	40*40*79.2	81.3	72个/袋, 2袋/箱
GH02-0125	方形培养基瓶, 125ml, PETG, 无菌	PETG	54*54*103.8	108	25个/袋, 4袋/箱
GH02-0250	方形培养基瓶, 250ml, PETG, 无菌	PETG	59*59*141.8	146	30个/袋, 2袋/箱
GH02-0500	方形培养基瓶, 500ml, PETG, 无菌	PETG	77*77*172.5	176.5	24个/袋, 2袋/箱
GH02-1000	方形培养基瓶, 1000ml, PETG, 无菌	PETG	92*92*213.4	216.5	24个/袋, 2袋/箱

包装说明：托盘装，热缩膜，防尘袋，纸箱

