

版本 A01

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		方形培养基瓶，60ml ， PETG， 无菌		产品货号		GH02-0060	
包装规格		72 个/袋， 2 袋/箱		生产批号		230528001	
生产日期		2023. 05. 28	有效期至	2026. 05. 27	检验日期	2023. 05. 29	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 06. 12	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	瓶身表面光滑，无划痕或碰伤			符合规定		
		刻度线清晰完整，无缺失和模糊不清			符合规定		
		瓶口孔不得有砂眼，周边不得有毛刺			符合规定		
		包装袋内无杂物或其他杂质			符合规定		
2	刻度	培养基瓶容量刻度误差范围：±0. 5ml			符合规定		
3	透明度	瓶身及瓶盖应光洁，应无其他杂质，应能保证清晰的观察到容器内的物质			符合规定		
4	尺寸	尺寸应符合图纸要求			符合规定		
5	包装	外箱整洁，包装数量准确，内包装无破损			符合规定		
		标识正确，清晰，标签位置符合要求			符合规定		
6	无菌	培养基瓶经检测应为无菌，应为阴性			符合规定		
7	细菌内毒素	细菌内毒素含量检测标准：<0. 125 EU/ml			符合规定		
8	极端环境监测	56℃水浴 30min，瓶体无异样			符合规定		
		- 40℃过夜，瓶体无异样			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王欣新	确认人：	张相平		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2023. 06. 12	日期：	2023. 06. 12		
http://www. genever-bio. com							