

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

品名		血清移液管，50ml，黑色标记，独立包装，无菌		产品货号		GP03-0050	
包装规格		25 支/袋，4 袋/箱		生产批号		20210406	
生产日期		2021. 04. 06	有效期至	2024. 04	检验日期	2021. 04. 07	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2021. 04. 07	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	无弯曲、变形，管壁厚薄均匀				符合规定	
		刻度清晰、无明显油污;无明显飞边、黑点				符合规定	
2	刻度精度	允差为±2%				符合规定	
3	吸排自如	不许有渗漏				符合规定	
4	管径	允许公差为±0. 2mm				符合规定	
5	长度	允许公差为±2mm				符合规定	
6	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定	
7	无菌	移液管检测应为无菌				符合规定	
结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		建诺为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 检验：王欣新		确认：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com							
		日期：	2021. 04. 07	日期：	2021. 04. 07		