

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

| 产品名称 | 深孔板, 96 孔, 圆孔圆底, 1.2ml, 低吸附, 无盖 | | | 产品货号 | GE-1.2-RD-96L |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------|---------------|
| 包装规格 | 5 个/袋, 10 袋/箱 | | | 生产批号 | 240510003 |
| 生产日期 | 2024.05.10 | 有效期至 | 2029.05.09 | 检验日期 | 2024.05.10 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2024.05.10 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 |
| 1 | 外观 | 产品注塑成型无缺陷、结构完整、无变形 | | | 符合规定 |
| | | 产品表面没有气泡、黑点、脏污等 | | | 符合规定 |
| | | 产品上毛边小于 0.1mm | | | 符合规定 |
| | | 产品圆头上没有缺口 | | | 符合规定 |
| | | 产品上没有破孔 | | | 符合规定 |
| | | 产品无明显色差 | | | 符合规定 |
| 2 | 尺寸标准 (mm) | 127.70±0.2 | | | 127.65-127.77 |
| | | 平面度≤0.15 | | | 0.11-0.14 |
| | | 85.30±0.2 | | | 85.25-85.35 |
| | | 31.25±0.10 | | | 31.20-31.28 |
| 3 | DNase/Rnase | 经检测应无 DNase/Rnase 酶 | | | 符合规定 |
| 4 | 负压侧漏 | 不允许有渗漏 | | | 符合规定 |
| 检验结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | | 检验人: | 质检专用章 王军 | 确认人: | 汤磊 |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | | | | |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | 日期: | 2024.05.10 | 日期: | 2024.05.10 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |