

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

| 产品名称                       | 细胞培养板, 24孔, 平底, 表面 TC 处理, 无菌 |                                 |            | 产品货号 | GS01-0024  |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|------|------------|
| 包装规格                       | 1个/袋, 50袋/箱                  |                                 |            | 生产批号 | 230420003  |
| 生产日期                       | 2023.05.13                   | 有效期至                            | 2026.05.12 | 检验日期 | 2023.05.15 |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP                  | 检验部门                            | 质控部        | 报告日期 | 2023.05.30 |
| 序号                         | 检验项目                         | 标准规定                            |            |      | 检验结果       |
| 1                          | 外观                           | 应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷           |            |      | 符合规定       |
| 2                          | 尺寸                           | 应符合图纸中规格                        |            |      | 符合规定       |
| 3                          | 接触角                          | 接触角 $\leq 60^\circ$             |            |      | 符合规定       |
| 4                          | 细胞培养检测                       | 细胞培养后, 细胞贴壁状态良好, 形态良好           |            |      | 符合规定       |
| 5                          | 包装                           | 包材、数量正确, 包装完好                   |            |      | 符合规定       |
| 6                          | 无菌                           | 灭菌后产品经检测应为无菌                    |            |      | 符合规定       |
| 7                          | 细菌内毒素                        | 经检测细菌内毒素 $\leq 0.1\text{EU/mL}$ |            |      | 符合规定       |
| 8                          | 核酸酶检验                        | 阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带            |            |      | 符合规定       |
|                            |                              | 阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾                |            |      | 符合规定       |
|                            |                              | 测试品: 条带清晰可见、无拖尾                 |            |      | 符合规定       |
| 检验结论                       |                              | 合格                              |            |      |            |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                              | 检验人:                            | 王欣新        | 确认人: | 张相平        |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |                              |                                 |            |      |            |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |                              | 日期:                             | 2023.05.30 | 日期:  | 2023.05.30 |
| http://www.genever-bio.com |                              |                                 |            |      |            |