

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

产品名称	细胞培养瓶, T75, 表面 TC 处理, 透气盖, 无菌			产品货号	GS03-7500
包装规格	5 个/袋, 20 袋/箱			生产批号	240307005
生产日期	2024.03.07	有效期至	2027.03.06	检验日期	2024.03.09
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.03.24
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
3	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
4	无菌	灭菌后产品经检测应为无菌			符合规定
5	细菌内毒素	应符合《细菌内毒素检验规范》中要求			符合规定
6	细胞培养检测	应符合《细胞培养类产品性能检验规范》中要求			符合规定
7	浸出物测试	应符合《浸出物检验规范》中要求			符合规定
8	初始污染菌测试	应符合《初始污染菌检验规范》中要求			符合规定
检验结论		合格 质检专用章			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2024.03.24	日期:	2024.03.24
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					