

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

| 产品名称                       | 针式过滤器, 尼龙 66, 25mm, 0.22um, 绿色, 无菌 | 产品货号                | GA02-2502    |      |              |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|------|--------------|
| 包装规格                       | 50 个/盒                             | 生产批号                | 241204LM     |      |              |
| 生产日期                       | 2024. 12. 04                       | 有效期至                | 2027. 12. 03 | 检验日期 | 2024. 12. 06 |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP                        | 检验部门                | 质控部          | 报告日期 | 2024. 12. 21 |
| 序号                         | 检验项目                               | 标准规定                |              |      | 检验结果         |
| 1                          | 过滤面积                               | 0.8 cm <sup>2</sup> |              |      | 符合规定         |
| 2                          | Holdup 体积 (ul)                     | 15 ul               |              |      | 符合规定         |
| 3                          | 润湿性                                | 亲水性的                |              |      | 符合规定         |
| 4                          | 进口/出口                              | 母鲁尔锁口/公鲁尔滑口         |              |      | 符合规定         |
| 5                          | 最高使用温度 (°C)                        | 100                 |              |      | 符合规定         |
| 6                          | 在 23°C 的起泡点                        | 2.75-3.25 bar       |              |      | 符合规定         |
| 7                          | 燃烧压力                               | 15 bar              |              |      | 符合规定         |
| 8                          | 清洁度水平                              | 无斑点, 无杂质            |              |      | 符合规定         |
| 9                          | 完整性测试                              | 压力下无泄漏              |              |      | 符合规定         |
| 10                         | 外观                                 | 没有闪光, 没有变形, 没有可见的斑点 |              |      | 符合规定         |
| 11                         | 包装                                 | 打印效果好, 包装完整无破损      |              |      | 符合规定         |
| 12                         | 无菌检测                               | 产品灭菌后经检测应为无菌        |              |      | 符合规定         |
| 检验结论                       |                                    | 合格                  |              |      |              |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                                    | 检验人:                | 质检专用章<br>王军  | 确认人: | 汤磊           |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |                                    |                     |              |      |              |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |                                    | 日期:                 | 2024. 12. 21 | 日期:  | 2024. 12. 21 |
| http://www.genever-bio.com |                                    |                     |              |      |              |