

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |        |                                             |      |                                        |      |              |  |              |  |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|--------------|--|--------------|--|
| 产品名称                       |        | PCR96 孔板, 0.1ml, 透明, 全裙边                    |      | 产品货号                                   |      | PCR-01F-96   |  |              |  |
| 包装规格                       |        | 10 个/袋, 5 袋/箱                               |      | 生产批号                                   |      | 202404015    |  |              |  |
| 生产日期                       |        | 2024. 04. 30                                | 有效期至 | 2029. 04. 29                           | 检验日期 | 2024. 05. 01 |  |              |  |
| 检验依据                       |        | 检验标准指导书 SIP                                 | 检验部门 | 质控部                                    | 报告日期 | 2024. 05. 02 |  |              |  |
| 序号                         | 检验项目   | 标准规定                                        |      |                                        |      | 检验结果         |  |              |  |
| 1                          | 外观     | 产品表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷                     |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
| 2                          | 壁厚     | 壁厚标准规格: 0.180~0.360mm                       |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
| 3                          | 蒸发率    | PCR 板≤10%                                   |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
| 4                          | 离心     | 无漏液                                         |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
| 5                          | 低温冷藏离心 | 无漏液                                         |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
| 6                          | 负压     | PCR 板在测漏仪-90KPa 压力下平衡保持 5 秒, 压力变化范围不超过 80Pa |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
| 7                          | 包装     | 包材、数量正确, 包装完好                               |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
| 8                          | 内毒素检测  | 细菌内毒素≤0.05EU/ml                             |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
| 9                          | 核酸酶检测  | 阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带                        |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |        | 阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾                            |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |        | 待检样品: 条带清晰可见、无拖尾                            |      |                                        |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |        |                                             |      |                                        |      |              |  |              |  |
|                            |        |                                             |      |                                        |      |              |  |              |  |
| 检验结论                       |        | 合格                                          |      |                                        |      |              |  |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |        | 检验人:                                        |      | <div>江苏为生物技术(江苏)有限公司</div> 质检专用章<br>王军 |      | 确认人:         |  | 汤磊           |  |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |        |                                             |      |                                        |      |              |  |              |  |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |        | 日期:                                         |      | 2024. 05. 02                           |      | 日期:          |  | 2024. 05. 02 |  |
| http://www.genever-bio.com |        |                                             |      |                                        |      |              |  |              |  |