

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |
|----------------------------|-------|-------------------------|------|--------------|------|--------------|--|--------------|--|
| 产品名称                       |       | PCR 八联管, 0.2ml, 白色, 含平盖 |      | 产品货号         |      | PCR-0208W-F  |  |              |  |
| 包装规格                       |       | 125 个/盒, 10 盒/箱         |      | 生产批号         |      | 240104001    |  |              |  |
| 生产日期                       |       | 2024. 01. 04            | 有效期至 | 2029. 01. 03 | 检验日期 | 2024. 01. 05 |  |              |  |
| 检验依据                       |       | 检验标准指导书 SIP             | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2024. 01. 06 |  |              |  |
| 序号                         | 检验项目  | 标准规定                    |      |              |      | 检验结果         |  |              |  |
| 1                          | 外观    | 色泽均匀一致、透明、无明显色差         |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡   |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺        |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 2                          | 结构    | 不可有缺料、多料、断裂等现象          |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 无变形                     |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 密封效果良好                  |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 3                          | 容量    | 0.2ml±0.01              |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 4                          | 内毒素检测 | 细菌内毒素含量检测标准: ≤0.05EU/ml |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 5                          | 核酸酶检测 | 阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带    |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾        |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       | 待检样品: 条带清晰可见、无拖尾        |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |
| 检验结论                       |       | 合格                      |      |              |      |              |  |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |       | 检验:                     |      | 王军           |      | 确认:          |  | 汤磊           |  |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |       | 日期:                     |      | 2024. 01. 06 |      | 日期:          |  | 2024. 01. 06 |  |
| http://www.genever-bio.com |       |                         |      |              |      |              |  |              |  |