

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

|                            |        |                                                |      |              |      |              |  |              |  |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|--|--------------|--|
| 产品名称                       |        | PCR96 孔板，0.2ml，透明，半裙边                          |      | 产品货号         |      | PCR-02S-96   |  |              |  |
| 包装规格                       |        | 10 个/袋，5 袋/箱                                   |      | 生产批号         |      | 250703001    |  |              |  |
| 生产日期                       |        | 2025. 07. 03                                   | 有效期至 | 2030. 07. 02 | 检验日期 | 2025. 07. 04 |  |              |  |
| 检验依据                       |        | 检验标准指导书 SIP                                    | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2025. 07. 05 |  |              |  |
| 序号                         | 检验项目   | 标准规定                                           |      |              |      | 检验结果         |  |              |  |
| 1                          | 外观     | 表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷                          |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 2                          | 壁厚     | 壁厚标准规格：0.180~0.360mm                           |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 3                          | 蒸发率    | PCR 板≤10%                                      |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 4                          | 离心     | 无漏液                                            |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 5                          | 低温冷藏离心 | 无漏液                                            |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 6                          | 负压     | PCR 板在测漏仪-90KPa 压力下平衡保持 5 秒，<br>压力变化范围不超过 80Pa |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 7                          | 包装     | 包材、数量正确，包装完好                                   |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 8                          | 内毒素检测  | 细菌内毒素≤0.05EU/ml                                |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 9                          | 核酸酶检测  | 阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带                            |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |        | 阴性对照：条带清晰可见、无拖尾                                |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |        | 待检样品：条带清晰可见、无拖尾                                |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |        |                                                |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |        |                                                |      |              |      |              |  |              |  |
| 检验结论                       |        | 合格                                             |      |              |      |              |  |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |        | 检验人：                                           |      | 王 军          |      | 确认人：         |  | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |        |                                                |      |              |      |              |  |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |        | 日期：                                            |      | 2025. 07. 05 |      | 日期：          |  | 2025. 07. 05 |  |
| http://www.genever-bio.com |        |                                                |      |              |      |              |  |              |  |