

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		96 孔深孔板，圆孔锥底，0.36ml，无盖		产品货号		GE-0.36-RDV-96	
包装规格		10 个/袋，10 袋/箱		生产批号		250721003	
生产日期		2025.07.21	有效期至	2030.07.20	检验日期		2025.07.22
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期		2025.07.23
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形				符合规定	
		产品表面无气泡、黑点、脏污等				符合规定	
		产品上毛边小于 0.1mm				符合规定	
		产品无缺口、破孔、明显色差等				符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定	
3	负压侧漏	不允许有渗漏				符合规定	
4	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定	
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	基因泰克(江苏)有限公司 质检专用章 王军	确认人：	汤磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2025.07.23	日期：	2025.07.23	
http://www.genever-bio.com							