

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		广口试剂瓶，30ml，PP，无菌		产品货号		GE01-02-0030S		
包装规格		10 个/袋，20 袋/箱		生产批号		20250328		
生产日期		2025. 03. 28	有效期至	2028. 03. 27	检验日期	2025. 07. 19		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 07. 20		
序号	检验项目	标准规定				检验结果		
1	外观	黑点≤0.2mm²，同侧面黑点≤2 个				符合规定		
		无油污、无异色				符合规定		
		无裂痕/拉伤、无划伤				符合规定		
		无色差、无气泡/穿孔				符合规定		
		无缩水/变形、无缺料				符合规定		
		浇口/毛刺≤0.3mm				符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定		
3	密封性	抽空-70kpa~-90Kpa，3 分钟不渗漏				符合规定		
4	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定		
5	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定		
6	内毒素检测	细菌内毒素检测标准≤0.015EU/ml				符合规定		
检验结论		合格 江苏为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 王 军						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872								
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2025. 07. 20		日期：	2025. 07. 20
http://www.genever-bio.com								