

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |      |                      |      |              |      |              |              |
|----------------------------|------|----------------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 产品名称                       |      | 可立冻存管，1.8ml，外旋，绿盖，无菌 |      | 产品货号         |      | GD01-0020-G  |              |
| 包装规格                       |      | 100 支/袋，20 袋/箱       |      | 生产批号         |      | 250803002    |              |
| 生产日期                       |      | 2025. 08. 03         | 有效期至 | 2028. 08. 02 | 检验日期 | 2025. 08. 05 |              |
| 检验依据                       |      | 检验标准指导书 SIP          | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2025. 08. 20 |              |
| 序号                         | 检验项目 | 标准规定                 |      |              | 检验结果 |              |              |
| 1                          | 外观   | 色泽均匀一致、透明、无明显色差      |      |              | 符合规定 |              |              |
|                            |      | 表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡 |      |              | 符合规定 |              |              |
|                            |      | 刻度印刷、书写区印刷干净整洁       |      |              | 符合规定 |              |              |
| 2                          | 结构   | 不可有缺料、多料、断裂等现象       |      |              | 符合规定 |              |              |
|                            |      | 无变形                  |      |              | 符合规定 |              |              |
|                            |      | 密封效果好                |      |              | 符合规定 |              |              |
| 3                          | 温度   | 通过-196℃低温测试，无明显损伤    |      |              | 符合规定 |              |              |
| 4                          | 尺寸   | 应符合图纸中规格             |      |              | 符合规定 |              |              |
| 5                          | 容量   | 1.8ml                |      |              | 符合规定 |              |              |
| 6                          | 机理环境 | 无菌，无酶，无热原            |      |              | 符合规定 |              |              |
|                            |      |                      |      |              |      |              |              |
|                            |      |                      |      |              |      |              |              |
|                            |      |                      |      |              |      |              |              |
| 检验结论                       |      | 合格                   |      |              |      |              |              |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |      | 检验人：                 | 日期：  | 2025. 08. 20 | 确认人： | 汤 磊          | 2025. 08. 20 |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |      |                      |      |              |      |              |              |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |      |                      |      |              |      |              |              |
| http://www.genever-bio.com |      |                      |      |              |      |              |              |