

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		样品管，0.5ml，可立，带平盖，无色，无菌		产品货号		GY01-0005-S			
包装规格		100 支/袋，10 袋/箱		生产批号		250831002			
生产日期		2025. 08. 31	有效期至		2028. 08. 30	检验日期		2025. 09. 02	
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2025. 09. 17
序号	检验项目		标准规定				检验结果		
1	外观		表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷				符合规定		
2	配合性能		管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭				符合规定		
			垫圈与管盖、管体配合良好				符合规定		
3	泄漏测试		加入液体（水）倒置静置 1 小时，无漏液				符合规定		
4	密封性能		-0.06Mpa 状态下 10min，无漏液变形				符合规定		
5	离心测试		14000Rcf，离心 20min，不可有开裂、损坏、泄露等				符合规定		
6	冷冻性能		经-20℃，24 小时测试后，不可有开裂、损坏、泄露等				符合规定		
7	包装		包材、数量正确，包装完好				符合规定		
8	无菌检测		产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定		
检验结论			合格						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	日期：	2025. 09. 17	确认人：	汤磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2025. 09. 17	日期：	2025. 09. 17			
http://www.genever-bio.com									