

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |                    |                         |      |              |      |              |  |              |  |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|------|--------------|------|--------------|--|--------------|--|
| 产品名称                       |                    | 超滤离心管，15ml，30KD         |      | 产品货号         |      | GA03-1503    |  |              |  |
| 包装规格                       |                    | 12 个/盒                  |      | 生产批号         |      | 250921005    |  |              |  |
| 生产日期                       |                    | 2025. 09. 21            | 有效期至 | 2027. 09. 20 | 检验日期 | 2025. 09. 22 |  |              |  |
| 检验依据                       |                    | 检验标准指导书 SIP             | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2025. 09. 23 |  |              |  |
| 序号                         | 检验项目               | 标准规定                    |      |              |      | 检验结果         |  |              |  |
| 1                          | 材质                 | 膜材质：PES                 |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |                    | 过滤器材质：PC                |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |                    | 滤出液管和滤出液盖子及衬里材质：PP      |      |              |      |              |  |              |  |
| 2                          | 有效过滤面积             | 7.2cm <sup>2</sup>      |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 3                          | 尺寸和过滤器尺寸           | 应符合图纸中规格                |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 4                          | 容量                 | 最大样品体积 15ml，最大过滤体积 17ml |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 5                          | 滞留量和锁止体积           | ≤30 和 300               |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 6                          | PH 范围              | 1-14                    |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 7                          | 摆桶式转子和定角转子         | 水平转子：4000g，定角转子：5000g   |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 8                          | 完整性测试              | 合格                      |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 9                          | 免疫球蛋白 G（1mg/ml）截留率 | >95%（1mg/ml 卵清白蛋白）      |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |                    |                         |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |                    |                         |      |              |      |              |  |              |  |
| 检验结论                       |                    | 合格                      |      |              |      |              |  |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                    | 检验人：                    |      | 王 军          |      | 确认人：         |  | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |                    |                         |      |              |      |              |  |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |                    | 日期：                     |      | 2025. 09. 23 |      | 日期：          |  | 2025. 09. 23 |  |
| http://www.genever-bio.com |                    |                         |      |              |      |              |  |              |  |