

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	深孔板, 96 孔, 方孔锥底, 1.2ml			产品货号	GE-12A-96-T
包装规格	10 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	211115013
生产日期	2021. 11. 15	有效期至	2026. 11. 14	检验日期	2021. 11. 16
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2021. 11. 17
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形		符合规定	
		产品表面无气泡、黑点、脏污等		符合规定	
		产品上毛边小于 0.1mm		符合规定	
		产品无缺口、破孔、明显色差等		符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格		符合规定	
3	负压侧漏	不允许有渗漏		符合规定	
4	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带		符合规定	
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾		符合规定	
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾		符合规定	
检验结论		合格 质检专用章			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王 军	确认人:	汤 磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2021. 11. 17	日期:	2021. 11. 17
http://www.genever-bio.com					