

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		微孔滤膜，水系，混合纤维素 MCE，47mm，0.22um，白膜，无菌		产品货号		GE-F5023-1S			
包装规格		200 片/盒		生产批号		251022012			
生产日期		2025. 10. 22	有效期至		2028. 10. 21	检验日期		2025. 10. 24	
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2025. 11. 08
序号	检验项目		标准规定				检验结果		
1	直径		47±0.05mm				47.0		
2	润湿性		亲水				符合规定		
3	最高工作温度(℃)		100				符合规定		
4	水泡点		2.3~3.0 bar				2.6		
5	清洁度等级		无斑点、无杂质				符合规定		
6	无菌检测		产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定		
检验结论			合格						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		王 军		确认人：		汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872			日期：		2025. 11. 08		日期：		2025. 11. 08
固定电话：(+86) 0523-86266686									
http://www.genever-bio.com									