

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔，圆孔圆底，1.2ml，低吸附，无盖		产品货号		GE-1.2-RD-96L	
包装规格		5 个/袋，10 袋/箱		生产批号		251023001	
生产日期		2025. 10. 23	有效期至	2030. 10. 22	检验日期	2025. 10. 24	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 10. 25	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形			符合规定		
		产品表面无气泡、黑点、脏污等			符合规定		
		产品上毛边小于 0.1mm			符合规定		
		产品无缺口、破孔、明显色差等			符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定		
3	负压侧漏	不允许有渗漏			符合规定		
4	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定		
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾			符合规定		
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾			符合规定		
检验结论		<div>合格</div> <div>基因泰克生物技术(江苏)有限公司</div> <div>质检专用章 王军</div>					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	日期：	2025. 10. 25	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2025. 10. 25	日期：	2025. 10. 25	
http://www.genever-bio.com							