

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称		锥底离心瓶，250ml，袋装，无菌		产品货号		GC03-0250		
包装规格		6 个/袋，17 袋/箱		生产批号		260105008		
生产日期		2026. 01. 05	有效期至	2029. 01. 04	检验日期	2026. 01. 07		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 01. 22		
序号	检验项目	标准规定				检验结果		
1	外观	瓶体应光洁、透明，无气泡、变形、杂质、裂缝、擦痕等问题，瓶盖表面不得有油污、杂质、飞边、缩印、变形等注塑缺陷				符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定		
3	重量	250ml 瓶体重量 30g±1. 5g				符合规定		
4	容量	250ml 公称容量 250ml±5ml，满溢容量 279ml±10ml				符合规定		
5	密封性	按要求的扭矩旋紧瓶盖，将产品置于带抽气装置的容器中，用水浸没，抽真空至负压 40kPa，维持 2 分钟，瓶内不得有进水或冒泡现象				符合规定		
6	离心力	250ml17500g 离心力离心后，瓶盖密封处应无泄露，瓶体应无裂纹、开裂、漏液等现象				符合规定		
7	耐温性	产品应能承受 121℃ 温度				符合规定		
8	无菌	产品灭菌后经检测应无菌				符合规定		
9	内毒素	产品经检测细菌内毒素≤0. 125EU/mL				符合规定		
10	核酸酶	产品经检测应无 DNA 酶/RNA 酶				符合规定		
检验结论		合格						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：  日期：		王 军  2026. 01. 22		确认人：	汤 磊  2026. 01. 22
咨询热线：(+86) 400-996-8872								
固定电话：(+86) 0523-86266686								
http://www.genever-bio.com								