

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		锥底离心瓶，500ml，袋装，无菌		产品货号		GC03-0500			
包装规格		6 个/袋，6 袋/箱		生产批号		260105009			
生产日期		2026. 01. 05	有效期至	2029. 01. 04	检验日期	2026. 01. 07			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 01. 22			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	瓶体应光洁、透明，无气泡、变形、杂质、裂缝、擦痕等问题，瓶盖表面不得有油污、杂质、飞边、缩印、变形等注塑缺陷。				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定			
3	重量	500ml 瓶体重量 51g±2g				符合规定			
4	容量	500ml 公称容量 500ml±8ml，满溢容量 560ml±8ml				符合规定			
5	密封性	按要求的扭矩旋紧瓶盖，将产品置于带抽气装置的容器中，用水浸没，抽真空至负压 40kPa，维持 2 分钟，瓶内不得有进水或冒泡现象				符合规定			
6	离心力	500ml6000g 离心力离心后，瓶盖密封处应无泄露，瓶体应无裂纹、开裂、漏液等现象				符合规定			
7	耐温性	产品应能承受 121℃ 温度				符合规定			
8	无菌	产品灭菌后经检测应无菌				符合规定			
9	内毒素	产品经检测细菌内毒素≤0. 125EU/mL				符合规定			
10	核酸酶	产品经检测应无 DNA 酶/RNA 酶				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王军		确认人：		汤磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2026. 01. 22		日期：		2026. 01. 22	
http://www.genever-bio.com									