

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	试剂槽, 50ml, 白色, 独立包装, 无菌			产品货号	GP02-2001	
包装规格	1 个/袋, 100 袋/箱			生产批号	202511008	
生产日期	2025. 11. 25	有效期至	2028. 11. 24	检验日期	2025. 12. 01	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 12. 16	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定	
		表面应光洁、平整			符合规定	
		槽口不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定	
		无杂质、气泡等			符合规定	
		无油污、脏污, 无头发等杂物附着			符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定	
		无变形			符合规定	
3	容量	50ml ± 1			符合规定	
4	机理环境	无菌, 无酶, 无热原			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	日期:	2025. 12. 16	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872						
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2025. 12. 16	日期:	2025. 12. 16	
http://www.genever-bio.com						