

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

| 产品名称 | 三角细胞摇瓶，1000ml，透气盖，PETG，无菌 | | | 产品货号 | GF02-1000 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------|------------|
| 包装规格 | 1个/袋，12袋/箱 | | | 生产批号 | 260203010 |
| 生产日期 | 2026.02.03 | 有效期至 | 2029.02.02 | 检验日期 | 2026.02.05 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2026.02.24 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 |
| 1 | 外观 | 表面应光洁、平整，不变形 | | | 符合规定 |
| | | 无黑点、裂痕、料花、杂料、油污、手印、气泡、飞边等 | | | 符合规定 |
| 2 | 尺寸 | 应符合图纸中规格要求 | | | 符合规定 |
| 3 | 密封性 | 负压 50Kpa，保压 3min，无渗漏 | | | 符合规定 |
| 4 | 包装 | 包材、数量正确，包装完好 | | | 符合规定 |
| 5 | 细胞培养检测 | 细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好 | | | 符合规定 |
| 6 | 体外细胞毒性检测 | 应符合 0 级要求 | | | 符合规定 |
| 7 | 无菌检测 | 产品灭菌后经检测应为无菌 | | | 符合规定 |
| 8 | 内毒素检测 | 经检测细菌内毒素 ≤ 0.1 EU/mL | | | 符合规定 |
| 9 | 核酸酶检测 | 阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带 | | | 符合规定 |
| | | 阴性对照：条带清晰可见、无拖尾 | | | 符合规定 |
| | | 测试品：条带清晰可见、无拖尾 | | | 符合规定 |
| 检验结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | | 检验人： | 王军 | 确认人： | 汤磊 |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872 | | | | | |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686 | | 日期： | 2026.02.24 | 日期： | 2026.02.24 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |