

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

| 产品名称 | 微孔滤膜, 水系, 混合纤维素 MCE, 50mm, 0.45um | | | 产品货号 | GE-F5024 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------|------------|
| 包装规格 | 50 片/盒 | | | 生产批号 | 260212007 |
| 生产日期 | 2026.02.12 | 有效期至 | 2031.02.11 | 检验日期 | 2026.02.13 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2026.02.14 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 |
| 1 | 直径 | 50±0.05mm | | | 50.0 |
| 2 | 润湿性 | 亲水 | | | 符合规定 |
| 3 | 最高工作温度(°C) | 100 | | | 符合规定 |
| 4 | 水泡点 | 2.3~3.0 bar | | | 2.6 |
| 5 | 清洁度等级 | 无斑点、无杂质 | | | 符合规定 |
| 检验结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | | 检验人: | 王军 | 确认人: | 汤磊 |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | | | | |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | 日期: | 2026.02.14 | 日期: | 2026.02.14 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |