

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	酶标板, 黑色, 高结合力, 带盖			产品货号	GM02-96H
包装规格	25 个/袋, 4 袋/箱			生产批号	260224004
生产日期	2026.02.24	有效期至	2031.02.23	检验日期	2026.02.25
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.02.26
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷			符合规定
2	平整度	每孔中和孔间高度差不得大于 0.02mm			符合规定
3	配合	酶标板八孔条与酶标板框架装配良好, 无装配过紧或明显松动			符合规定
4	ELISA	CV 值 \leq 10%			符合规定
5	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
6	外箱	外箱完好无损, 标签信息正确无误, 产品数量及包装方式正确			符合规定
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合规定
8	核酸酶检测	《核酸酶检验规范》			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.02.26	日期:	2026.02.26
http://www.genever-bio.com					