

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	离心管, 50ml, 锥形底, 袋装, 无菌, 离心力 9000g	产品货号	GC01-0500		
包装规格	25 个/袋, 20 袋/箱	生产批号	260312004		
生产日期	2026.03.12	有效期至	2029.03.11	检验日期	2026.03.14
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.03.29
序号	检验项目	标准规定	检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定		
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			
		不得有砂眼, 周边不得有毛刺			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求	符合规定		
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定		
		无变形			
4	细胞培养	细胞培养后, 细胞贴壁状态良好, 形态良好	符合规定		
5	离心测试	离心时间 30min, 离心后, 不得变形与破裂	符合规定		
6	装配与密封性	管盖和管体装配动作顺畅, 无明显卡滞现象 密封性好, 操作中无液体泄露	符合规定		
7	耐高温性	放入灭菌器中, 经 121℃、30min 后, 不得变形与损伤	符合规定		
8	耐低温性	放入 -80℃ 冰箱中, 放置 24h 后, 不得变形与损伤	符合规定		
9	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定		
10	热原 (内毒素)	无热原 (细菌内毒素 ≤ 0.125 EU/ml)	符合规定		
11	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶	符合规定		
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人: 王军	确认人: 汤磊	日期: 2026.03.29	
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期: 2026.03.29	
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期: 2026.03.29		日期: 2026.03.29	
http://www.genever-bio.com					