

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	酶标板, F96, 黑色, 中结合力, 无盖			产品货号	GM02-96M
包装规格	25 个/袋, 4 袋/箱			生产批号	260331025
生产日期	2026.03.31	有效期至	2031.03.30	检验日期	2026.04.01
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.04.02
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷		符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求		符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形			
4	平整度	每孔中和孔间高度差不得大于 0.02mm		符合规定	
5	配合性	酶标板八孔条与酶标板框架装配良好, 无装配过紧或明显松动		符合规定	
6	ELISA	CV 值 \leq 10%		符合规定	
7	热原(内毒素)	无热原 (细菌内毒素 \leq 0.125 EU/ml)		符合规定	
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶		符合规定	
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.04.02	日期:	2026.04.02
http://www.genever-bio.com					