

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	无闪光、变形、可见的斑点	符合规定
2	过滤面积	0.8 cm ²	符合规定
3	Holdup 体积	15 ul	符合规定
4	润湿性	亲水性的	符合规定
5	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口	符合规定
6	最高工作温度	100°C	符合规定
7	起泡点	2.75-3.25 bar	符合规定
8	燃烧压力	15 bar	符合规定
9	清洁度	无斑点, 无杂质	符合规定
10	完整性测试	压力下无泄漏	符合规定
11	无菌	灭菌后经检测应为阴性	符合规定
检验结论		合格	
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人: 王军	确认人: 汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872			
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期: 2026.02.01	日期: 2026.02.01
http://www.genever-bio.com			