

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	微孔滤膜, 尼龙 66, 50mm, 0.45um			产品货号	GE-F5026
包装规格	50 片/盒			生产批号	260415006
生产日期	2026.04.15	有效期至	2031.04.14	检验日期	2026.04.16
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.04.17
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	直径	50 ± 0.05mm			50.0
2	润湿性	亲水性的			符合规定
3	最高工作温度	100℃			符合规定
4	起泡点	2.3 ~ 3.0 bar			2.5
5	清洁度	无斑点、无杂质			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2026.04.17	日期:	2026.04.17
http://www.genever-bio.com					