

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔，圆孔圆底，2.0ml，无盖，无菌		产品货号		GE-2.2-RD-96-S				
包装规格		5 个/袋，10 袋/箱		生产批号		260610005				
生产日期		2026.06.10	有效期至	2029.06.09	检验日期	2026.06.12				
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026.06.27				
序号	检验项目	标准规定				检验结果				
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形				符合规定				
		产品表面无气泡、黑点、脏污等								
		产品上毛边小于 0.1mm								
		产品无缺口、破孔、明显色差等								
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定				
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定				
		无变形								
4	负压测试	负压 90KPa，保压 5s，无渗漏				符合规定				
5	耐高温性	放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤				符合规定				
6	耐低温性	放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤				符合规定				
7	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定				
8	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定				
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定				
检验结论		合格								
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2026.06.27		日期：		2026.06.27	
http://www.genever-bio.com										