

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |         |                        |      |              |      |              |  |
|----------------------------|---------|------------------------|------|--------------|------|--------------|--|
| 产品名称                       |         | 透明吸头，1250ul，袋装         |      | 产品货号         |      | GT-1250      |  |
| 包装规格                       |         | 1000 支/袋，10 袋/箱        |      | 生产批号         |      | 260710001    |  |
| 生产日期                       |         | 2026. 07. 10           | 有效期至 | 2031. 07. 09 | 检验日期 | 2026. 07. 11 |  |
| 检验依据                       |         | 检验标准指导书 SIP            | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2026. 07. 12 |  |
| 序号                         | 检验项目    | 标准规定                   |      |              |      | 检验结果         |  |
| 1                          | 外观      | 色泽均匀一致、透明、无明显色差        |      |              |      | 符合规定         |  |
|                            |         | 表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡   |      |              |      |              |  |
|                            |         | 不得有砂眼，周边不得有毛刺          |      |              |      |              |  |
| 2                          | 尺寸      | 应符合图纸中规格要求             |      |              |      | 符合规定         |  |
| 3                          | 结构      | 不可有缺料、多料、断裂等现象         |      |              |      | 符合规定         |  |
|                            |         | 无变形                    |      |              |      |              |  |
| 4                          | 密封性     | 与移液器配套使用，密封性好，无漏液      |      |              |      | 符合规定         |  |
| 5                          | 适配性     | 与移液器配套使用，应有良好的适配性      |      |              |      | 符合规定         |  |
| 6                          | 容量      | 1250ul±1%              |      |              |      | 符合规定         |  |
| 7                          | 热原（内毒素） | 无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml） |      |              |      | 符合规定         |  |
| 8                          | 核酸酶     | 无 DNA 酶和 RNA 酶         |      |              |      | 符合规定         |  |
|                            |         |                        |      |              |      |              |  |
|                            |         |                        |      |              |      |              |  |
| 检验结论                       |         | 合格<br>质检专用章            |      |              |      |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |         |                        | 检验人： | 王 军          | 确认人： | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |         |                        |      |              |      |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |         |                        | 日期：  | 2026. 07. 12 | 日期：  | 2026. 07. 12 |  |
| http://www.genever-bio.com |         |                        |      |              |      |              |  |