

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		酶标板，F96，黑色，高结合力，黑盖		产品货号		GM02-96H	
包装规格		25 个/袋，4 袋/箱		生产批号		260726002	
生产日期		2026. 07. 26	有效期至	2031. 07. 25	检验日期	2026. 07. 27	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 07. 28	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、飞边、破损、变形等不良缺陷				符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形					
4	平整度	每孔中和孔间高度差不得大于 0. 02mm				符合规定	
5	配合性	酶标板八孔条与酶标板框架装配良好，无装配过紧或明显松动				符合规定	
6	ELISA	CV 值≤10%				符合规定	
7	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0. 125 EU/ml）				符合规定	
8	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军		确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2026. 07. 28		日期：	2026. 07. 28	
http://www.genever-bio.com							