

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |         |                               |                 |              |                         |              |      |                         |
|----------------------------|---------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|------|-------------------------|
| 产品名称                       |         | 微量离心管，2.0ml，锥形底，无菌            |                 | 产品货号         |                         | GC01-0020-S  |      |                         |
| 包装规格                       |         | 500 个/袋，10 袋/箱                |                 | 生产批号         |                         | 260727002    |      |                         |
| 生产日期                       |         | 2026. 07. 27                  | 有效期至            | 2029. 07. 26 | 检验日期                    | 2026. 07. 29 |      |                         |
| 检验依据                       |         | 检验标准指导书 SIP                   | 检验部门            | 质控部          | 报告日期                    | 2026. 08. 13 |      |                         |
| 序号                         | 检验项目    | 标准规定                          |                 |              |                         | 检验结果         |      |                         |
| 1                          | 外观      | 色泽均匀一致、透明、无明显色差               |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
|                            |         | 表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡          |                 |              |                         |              |      |                         |
|                            |         | 不得有砂眼，周边不得有毛刺                 |                 |              |                         |              |      |                         |
| 2                          | 尺寸      | 应符合图纸中规格要求                    |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
| 3                          | 结构      | 不可有缺料、多料、断裂等现象                |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
|                            |         | 无变形                           |                 |              |                         |              |      |                         |
| 4                          | 离心测试    | 离心力 25000xg，30min 离心后，不得变形与破裂 |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
| 5                          | 装配与密封性  | 管盖和管体装配动作顺畅，无明显卡滞现象           |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
|                            |         | 密封性好，操作中无液体泄露                 |                 |              |                         |              |      |                         |
| 6                          | 耐高温性    | 放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤 |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
| 7                          | 耐低温性    | 放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤  |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
| 8                          | 无菌      | 灭菌后经检测应为阴性                    |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
| 9                          | 热原（内毒素） | 无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）        |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
| 10                         | 核酸酶     | 无 DNA 酶和 RNA 酶                |                 |              |                         | 符合规定         |      |                         |
| 检验结论                       |         | 合格                            |                 |              |                         |              |      |                         |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |         |                               | 检验人：<br><br>日期： |              | 王 军<br><br>2026. 08. 13 |              | 确认人： | 汤 磊<br><br>2026. 08. 13 |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |         |                               |                 |              |                         |              |      |                         |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |         |                               | 日期：             |              | 2026. 08. 13            |              | 日期：  | 2026. 08. 13            |
| http://www.genever-bio.com |         |                               |                 |              |                         |              |      |                         |