

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |         |                          |      |            |      |            |  |            |  |
|----------------------------|---------|--------------------------|------|------------|------|------------|--|------------|--|
| 产品名称                       |         | PCR 八联管，0.2ml，透明，含平盖，B 款 |      | 产品货号       |      | PCR-1208-F |  |            |  |
| 包装规格                       |         | 125 个/盒，10 盒/箱           |      | 生产批号       |      | 260630007  |  |            |  |
| 生产日期                       |         | 2026.06.30               | 有效期至 | 2031.06.29 | 检验日期 | 2026.07.01 |  |            |  |
| 检验依据                       |         | 检验标准指导书 SIP              | 检验部门 | 质控部        | 报告日期 | 2026.07.02 |  |            |  |
| 序号                         | 检验项目    | 标准规定                     |      |            |      | 检验结果       |  |            |  |
| 1                          | 外观      | 色泽均匀一致、透明、无明显色差          |      |            |      | 符合规定       |  |            |  |
|                            |         | 表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡     |      |            |      |            |  |            |  |
|                            |         | 不得有砂眼，周边不得有毛刺            |      |            |      |            |  |            |  |
| 2                          | 尺寸      | 应符合图纸中规格要求               |      |            |      | 符合规定       |  |            |  |
| 3                          | 结构      | 不可有缺料、多料、断裂等现象           |      |            |      | 符合规定       |  |            |  |
|                            |         | 无变形                      |      |            |      |            |  |            |  |
|                            |         | 密封性好                     |      |            |      |            |  |            |  |
| 4                          | 容量      | 应控制在标示容量的±1%             |      |            |      | 符合规定       |  |            |  |
| 5                          | 热原(内毒素) | 无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）   |      |            |      | 符合规定       |  |            |  |
| 6                          | 核酸酶     | 无 DNA 酶和 RNA 酶           |      |            |      | 符合规定       |  |            |  |
|                            |         |                          |      |            |      |            |  |            |  |
|                            |         |                          |      |            |      |            |  |            |  |
| 检验结论                       |         | 合格                       |      |            |      |            |  |            |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |         | 检验：                      |      | 王 军        |      | 确认：        |  | 汤 磊        |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |         |                          |      |            |      |            |  |            |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |         | 日期：                      |      | 2026.07.02 |      | 日期：        |  | 2026.07.02 |  |
| http://www.genever-bio.com |         |                          |      |            |      |            |  |            |  |