

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		90PC 耐高温培养皿矮款		产品货号		FW-WB-002				
包装规格		16 个/袋，25 袋/箱		生产批号		F260802A				
生产日期		2026. 08. 04	有效期至	2031. 08. 03	检验日期		2026. 08. 08			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期		2026. 08. 09			
序号	检验项目	标准规定				检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定				
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡								
		不得有砂眼，周边不得有毛刺								
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定				
		无变形								
3	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定				
4	耐高温性	放入高压灭菌器，经 121℃30min 后，应无变形与损伤				符合规定				
检验结论		建诺为生物技术（江苏）有限公司 合格 质检专用章								
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872			日期：		2026. 08. 09		日期：		2026. 08. 09	
固定电话：(+86) 0523-86266686										
http://www.genever-bio.com										