

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

|                            |         |                               |      |              |      |                |  |
|----------------------------|---------|-------------------------------|------|--------------|------|----------------|--|
| 产品名称                       |         | 深孔板，96 孔，方孔圆底，2.2ml，无盖，无菌     |      | 产品货号         |      | GE-2.2-SQ-96-S |  |
| 包装规格                       |         | 5 个/袋，10 袋/箱                  |      | 生产批号         |      | 260730001      |  |
| 生产日期                       |         | 2026. 07. 30                  | 有效期至 | 2029. 07. 29 | 检验日期 | 2026. 08. 01   |  |
| 检验依据                       |         | 检验标准指导书 SIP                   | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2026. 08. 16   |  |
| 序号                         | 检验项目    | 标准规定                          |      |              |      | 检验结果           |  |
| 1                          | 外观      | 产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形           |      |              |      | 符合规定           |  |
|                            |         | 产品表面无气泡、黑点、脏污等                |      |              |      |                |  |
|                            |         | 产品上毛边小于 0.1mm                 |      |              |      |                |  |
|                            |         | 产品无缺口、破孔、明显色差等                |      |              |      |                |  |
| 2                          | 尺寸      | 应符合图纸中规格要求                    |      |              |      | 符合规定           |  |
| 3                          | 结构      | 不可有缺料、多料、断裂等现象                |      |              |      | 符合规定           |  |
|                            |         | 无变形                           |      |              |      |                |  |
| 4                          | 负压测试    | 负压 90KPa，保压 5s，无渗漏            |      |              |      | 符合规定           |  |
| 5                          | 耐高温性    | 放入灭菌器中，经 121℃、30min 后，不得变形与损伤 |      |              |      | 符合规定           |  |
| 6                          | 耐低温性    | 放入 - 80℃冰箱中，放置 24h 后，不得变形与损伤  |      |              |      | 符合规定           |  |
| 7                          | 无菌      | 灭菌后经检测应为阴性                    |      |              |      | 符合规定           |  |
| 8                          | 热原(内毒素) | 无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）        |      |              |      | 符合规定           |  |
| 9                          | 核酸酶     | 无 DNA 酶和 RNA 酶                |      |              |      | 符合规定           |  |
| 检验结论                       |         | 合格                            |      |              |      |                |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |         |                               | 检验人： | 质检专用章<br>王 军 | 确认人： | 汤 磊            |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |         |                               |      |              |      |                |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |         |                               | 日期：  | 2026. 08. 16 | 日期：  | 2026. 08. 16   |  |
| http://www.genever-bio.com |         |                               |      |              |      |                |  |