

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	90PC 耐高温培养皿矮款			产品货号	FW-WB-002
包装规格	16 个/袋，25 袋/箱			生产批号	F260816A
生产日期	2026. 08. 16	有效期至	2031. 08. 15	检验日期	2026. 08. 20
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 08. 21
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			
		不得有砂眼，周边不得有毛刺			
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			
3	尺寸	应符合图纸中规格要求			符合规定
4	耐高温性	放入高压灭菌器，经 121℃30min 后，应无变形与损伤			符合规定
检验结论		建诺为生物技术（江苏）有限公司 合格 质检专用章			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872					
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2026. 08. 21	日期：	2026. 08. 21
http://www.genever-bio.com					