

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		三角细胞摇瓶，125ml，透气盖，PC，无菌		产品货号		GF01-0125				
包装规格		1 个/袋，24 袋/箱		生产批号		EA04260407				
生产日期		2026. 04. 07	有效期至	2029. 04. 06	检验日期		2026. 04. 09			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期		2026. 04. 24			
序号	检验项目	标准规定				检验结果				
1	外观	应无缺料/破损、开裂、油污、水印、脏污/杂质、飞边、黑点、划伤等不良缺陷				符合规定				
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定				
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定				
		无变形								
4	细胞培养	细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好				符合规定				
5	无菌	灭菌后经检测应为阴性				符合规定				
6	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定				
7	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定				
检验结论		合格								
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2026. 04. 24		日期：		2026. 04. 24	
http://www.genever-bio.com										