

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR 封板膜，荧光定量，透明，长×宽：130×80mm		产品货号		SF-1002	
包装规格		100 张/盒		生产批号		260825001	
生产日期		2026. 08. 25	有效期至	2031. 08. 24	检验日期	2026. 08. 26	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 08. 27	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	包装需完整，不可有脏污、破坏或潮湿等状况			符合规定		
		异物、脏污、碎屑≤0.3mm					
		允许有轻微折伤、压痕					
2	尺寸	使用层长度：130mm±1			符合规定		
		使用层宽度：80mm±1					
		使用层厚度：100mm±1					
3	剥离力	>700g，新孔板 260N 力度贴膜撕下来无残胶，密封性好			符合规定		
4	蒸发前后外观	贴膜前平整，不反翘、起皱； 上机蒸发后不鼓包、不漏液、不翘边			符合规定		
5	蒸发率	<3%（蒸发率=液体蒸发量/初始液体量×100%）			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	王 军	确认人：	汤 磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2026. 08. 27	日期：	2026. 08. 27		
http://www.genever-bio.com							