

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		PCR 384 孔板，40ul，白色，全裙边		产品货号		PCR-384W	
包装规格		10 个/袋，5 袋/箱		生产批号		260829003	
生产日期		2026. 08. 29	有效期至	2031. 08. 28	检验日期	2026. 08. 30	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 08. 31	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡					
		不得有砂眼，周边不得有毛刺					
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形					
4	负压测试	负压 90KPa，保压 5s，无渗漏				符合规定	
5	热原(内毒素)	无热原（细菌内毒素≤0.125 EU/ml）				符合规定	
6	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定	
检验结论		合格 质检专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2026. 08. 31	日期：	2026. 08. 31	
http://www.genever-bio.com							