

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR96 孔板, 0.2ml, 白色, 半裙边		产品货号		PCR-02S-96W			
包装规格		10 个/袋, 5 袋/箱		生产批号		260830002			
生产日期		2026. 08. 30	有效期至	2031. 08. 29	检验日期	2026. 08. 31			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2026. 09. 01			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格要求				符合规定			
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形							
4	壁厚	壁厚标准规格: 0.180~0.360mm				符合规定			
5	蒸发率	PCR 板≤10%				符合规定			
6	离心测试	20min 离心后, 无漏液				符合规定			
7	负压测试	负压 90KPa, 保压 5s, 无渗漏				符合规定			
8	热原(内毒素)	无热原 (细菌内毒素≤0.125 EU/ml)				符合规定			
9	核酸酶	无 DNA 酶和 RNA 酶				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验:		质检专用章 王 军		确认:		汤 磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872									
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:		2026. 09. 01		日期:		2026. 09. 01	
http://www.genever-bio.com									